

ヨコアーチ・タテアーチを形成し、
中足部・外反母趾のトラブルをやわらげる。

ソルボフィットバンド 開張足用

体を守る人工筋肉、ソルボセインを使用したソルボパッドが、足裏の衝撃をやわらげ、サポートバンドが中足関節を適正に締めることにより、足指が開いて足裏のバランスを整えます。

足指が開いて、
足裏のバランスが
とりやすくなる。

こんな方に…


- 中足骨痛、浮き指、外反母趾等の悩みを持つ方に
- 足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に



片足入り

左右兼用

適正に締め、
・タテアーチ
・ヨコアーチ
を補整



ソルボパッドが
圧力を分散



衝撃
吸収
圧力
分散

からだを守る
人工筋肉「ソルボセイン」
衝撃吸収実験 テレビCMより
※危険ですので、マネをしないでください。

開張足の初期症状

足の疲れ、中足部のトラブル、底マメなどがあります。これらをかばって歩き方が不自然になると、全身のバランスが崩れ、外反母趾だけでなく、足・膝・腰などのトラブルの原因になります。

アーチがつぶれてしまう原因

ペタペタ歩き

かかとに重心を残し、足指をつかっていない歩き方により、足のヨコアーチを支える筋力が低下し、靱帯がゆるみ、アーチがつぶれてしまう事が原因の一つとしてあります。



サイズの合わない靴

つま先の細い靴(ハイヒールやパンプス)や、ゆる過ぎる靴を履き続けると足指に力が入りにくく、指をつかわない歩行により、筋力が低下して靱帯がゆるみ、アーチがつぶれてしまう事が原因の一つとしてあります。

出産や加齢による靱帯のゆるみ

女性は出産時に靱帯がゆるみ、産後はその靱帯のゆるみから、足のアーチバランスが崩れやすくなる事が原因の一つとしてあります。加齢によっても靱帯がゆるみやすくなります。

■各部分の名称



(注)素足に装着することをお勧めいたします。

使用方法

- ①本品の表と裏を確認し、左記の図を参考に平らな面(床等)に置いてください。
 - ②ソルボパッドの上に中足関節部をのせてください。(図1参照)
 - ③面ファスナーA面の上下を交互に引っ張りながら甲の上にB面を置き、面ファスナーA面の上下をそれぞれ引っ張りB面の上に重ね、固定力を調整してください。(図2参照)
 - ④母趾(親指)と、小趾(小指)にソルボフィットバンドの本体が当たらないようにし、しわやズレがないように全体を整えてください。締めすぎには十分注意してください。
- (注)母趾球下縁部と、小趾球下縁部にあたらないように確認する。

薄型

弾力性に優れた薄型フリーカット生地を使用。
自分に合った、適正な締め具合を調整でき、素足に装着し、靴下と重ね履きしても、そのまま靴が履けます。

からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」



医療分野で使用されている「ソルボセイン」は、その驚異的な衝撃吸収力と圧力分散性能を実現する人工筋肉として医療の現場で高く評価されています。

人間の筋肉は衝撃に対して素早く変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力も分散します。「ソルボセイン」は、その筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。※人間の筋肉そのものを代替するものではありません。




ソルボセイン

圧力を均一に分散、当たりが非常にソフトで下からの衝撃も感じません。



スポンジ

フワッとしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、当たりを感じます。



ポリエチレンフィルム ソルボセイン

抗菌衛生

ソルボセインは抗菌性に優れ、バクテリア等の菌の増殖を抑える衛生的な素材です。(一般財団法人カケンテストセンター調べ 抗菌性試験 JIS Z2801に基づく)

■商品仕様

商品名・パッケージ・希望小売価格・規格	カラー	サイズ	品番	バーコード
 日本製	 ベージュ	S 21.5〜23.5cm	63170	 4 961928 631706
		M 24.0〜26.0cm	63171	 4 961928 631713
		L 26.5〜28.5cm	63172	 4 961928 631720

セラピ株式会社

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-2-1 梅新21ビル6F

ご購入はこちらをタップ



TEL:06-6312-1077 FAX:06-6312-1078

<https://www.therapy.co.jp/products/63170/>