



素肌のような
フィット感

薄くアウターに
ひびきにくい

医療の現場で高い評価
衝撃吸収素材「ソルボセイン」使用

ソルボ 腰サポーター

スキニーフィット



補助ベルト無し
一枚で
パッと
巻くだけ!

腰椎と腸骨を支える
4本の「ソルボパッド」が
腰をしっかりサポート

※
ソルボパッド

体圧を分散し 長時間しっかりサポート

医療の現場で使用されている

衝撃吸収素材「ソルボセイン」とは?

ソルボセイン
特長

- 衝撃を吸収
- 体圧を分散
- ねじれやズレを吸収
- 長時間からだにやさしい

ソルボパッド断面図



※当製品はソルボセイン(ポリウレタン樹脂)の発泡体である「ソルボフォーム」を使用しています。

美とサポート力の両立を目指した 腰サポーター

Point1 サポート力

整形外科の先生と共同開発した
4本のソルボパッドによる
サポート力

背面と側面(腰椎と腸骨)を計4本の
「ソルボパッド」が支え腰をしっかりサポート




Point2 腹圧効果

ソルボ腰サポーター
スキニーフィットの腹圧効果

幅広設計で腹部を支持



腹部をスッキリさせ姿勢も整う



腰にトラブルのある方は..

普段から前傾姿勢が多く、背部筋群への負担が多い
一般的なサポーターは背面のみの支持装具で、後ろ
から強く引っ張る構造が多い為、前傾姿勢が強まり、
姿勢のゆがみを助長してしまう事があります。本サポ
ーターは、背面と側面(腰椎と腸骨)を4本のソルボパ
ッドが支え腰をしっかりサポートします。



しょうの整形外科クリニック
庄野 和



一般的なサポーター

背面のみに 硬質プレートが付いたサポーターは姿勢がより
前傾に促されてしまうことで腰のトラブルが悪化する可能性
があります。(前傾姿勢の強い高齢者は特にNG)

腹圧とは腹腔内の筋肉を使って腹腔にかかる圧力を高めることで
生じる状態です。
本サポーターは腹圧を高め、骨盤の傾斜を正しい角度に戻し腹部
への負担を減らします。
腰椎の曲がりも改善され、姿勢が整います。

※文・図監修 しょうの整形外科クリニック医院長 庄野 和
日本整形外科学会 認定整形外科専門医

商品仕様		商品名・パッケージ・希望小売価格・規格		サイズ(ウエスト周り)	品番	バーコード
		<div>日本製</div> <div>ソルボ</div> <div>腰サポーター</div> <div>スキニーフィット</div> <div>カラー/ベージュ</div>		S	63240	
				58~78cm		4 961928 632406
		M	63241			
		68~88cm		4 961928 632413		
				L	63242	
				78~98cm		4 961928 632420

セラピ株式会社

ご購入はこちらをタップ



〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-2-1梅新21ビル6F

TEL:06-6312-1077 FAX:06-6312-1078

<https://www.therapy.co.jp/products/63240/>